

Schlauchverband



Stülpa 4 R

ArtNr:	54100504
PZN:	00983095
Hersteller:	Paul Hartmann AG
Hersteller Nr:	427 114

Beschreibung:

- Kopf-, Bein- und Achselhöhlenverbände, Gesichtsmasken
- nahtlos gestrickter Schlauchverband mit hoher Längs- und Querelastizität
- ideal für Unter- und Überzüge bei Zinkleim- und Gipsverbänden
- für Fixierverbände aller Art
- Hautschutz unter Kompressionsverbänden
- passen sich allen Körperteilen faltenlos an, ohne zu verrutschen und einzuschnüren
- Gelenkbewegungen werden nicht behindert