

Fixierung



Rudaplast 1,25 cm x 9,14 m 24 Rollen

ArtNr:	54081746
PZN:	09333200
Umkarton:	10 Packungen

Beschreibung:

Das Fixierpflaster aus textilem Gewebe mit Seitenscheiben ist mit einem Zinkoxidkleber beschichtet und verfügt deshalb über eine hohe Klebekraft. Es eignet sich zur Fixierung von Wundauflagen, Bindenverbänden, Sonden und Kathetern.

- 1,25 cm x 9,14 m