

Katheter



Tiemannkatheter Ch 12 (100 Stück)

ArtNr:	30000412
PZN:	02099528
Umkarton:	10 Packungen

Beschreibung:

- Blasenkatheter
- Ch 12
- effektive Länge: 36 cm
- Katheterisierung der männlichen Harnblase
- gebogen, geschlossen und abgerundete Spitze mit 2 seitlichen Augen
- mattierte Oberfläche für leichtes Einführen
- angemessener Grad an Härte
- Knickbeständigkeit
- steril
- schwarz