

Pflege am Patienten



Kalt-Warm Kompresse 9 x 16 cm transparent

ArtNr: 69710047
Umkarton: 50 Packungen

Beschreibung:

Die preiswerte, flexible, Mehrfachkompresse besteht aus einem mit Gel gefüllten Folienbeutel.

- Speichert Kälte oder Wärme. Ideal bei Verstauchungen, Prellungen, Zerrungen oder Schwellungen.
- Vor der Anwendung im Hitzebad oder Mikrowelle erwärmen oder im Kühlfach kühlen.