

Beatmung



Endo-Breezer Tubus Magill Ch 28 (10 Stück)

ArtNr: 40004670

Beschreibung:

Aus medizinischem PVC

- Mit Universaldruck-Manschette
- InnenØ: 7,0 mm
- Mit Ballon und Murphy-Auge
- Kontrollcuff
- Aufgesetzter Normkonnektor
- Nasal und oral verwendbar
- Mit durchgehendem Kontrast-Röntgenstreifen
- Für kurze und mittelfristige Beatmungsdauer
- Schonende Magill-Spitze
- Besonders dünnwandige und flexible Tubus-Manschetten
- Prüfballon mit Chargenaufdruck
- Einzeln steril verpackt
- Mit Kontraststreifen über die ganze Tubuslänge
- Mit bereits aufgesetztem Normkonnektor