

Blutdruckmessung



Blutdruckmesser DuraShock DS 54, 2-Schlauch, 2-tlg. Manschette

ArtNr: 73999075
Hersteller: [Welch Allyn GmbH](http://www.welchallyn.com)
Hersteller Nr: DS-5402-189CB

Beschreibung:

- handgehaltenes, stoßfestes, präzises und kostengünstiges Aneorid-Blutdruckmessgerät
- Bronze-Serie
- 5 Jahre Garantie auf das Messwerk
- 2-Schlauch-Modell
- ohne Löffel
- mit zweiteiliger wiederverwendbarer Manschette
- mit Etui
- Rändelschraube zum Entlüften der Manschette
- getriebefreie, stossfeste Technologie
- weniger bewegliche Teile im Messwerk
- übersteht ein Sturz aus 75 cm Höhe ohne neu kalibriert werden zu müssen
- hält dem täglichen Einsatz im arbeitsintensiven Alltag der Klinik stand
- liefert über lange Zeit exakte Messwerte ohne ständige Nachkalibrierung
- der große Pumpball und das hochwertige Luftablassventil erleichtern das Aufpumpen
- latexfrei