

Infusionsgeräte

Chiraplust P, 190 cm, Infusionsgerät (100 Stück)



ArtNr: 17134011

PZN: 10087278

Beschreibung:

Infusionsgerät mit Belüftung für Druck- und Schwerkraftinfusionen

- scharfer Einstechdorn
- 15 µm Filter zum Schutz vor groben Partikeln
- Rollenklemme in DIN-Sicherheitsfarbe "orange" mit Einstechdorn-Aufnahme für mehr Sicherheit bei der Entsorgung
- Luer-Lock-Ansatz
- latex-frei