Ehrhardt
Medizinprodukte GmbH

Robert-Bosch-Str. 13 - 17
73312 Geislingen
Tel. 07331 - 2004 33
Fax 07331 - 2004 44
info@ehrhardt-med.de
www.ehrhardt-med.de

Zubehör Urologie

Urologisches Gleitgel 6 g

ArtNr:	22199028
Umkarton:	200 Packungen

Beschreibung:

- 10 ml
- 10% Glycerin in Aqua ad Injectabilia
- Füllmedium zum Blocken von urologischen Ballonkathetern
- nicht für Injektion verwenden
- steril